



POWDER WEIGHING
BALANCE ENCLOSURES
HUYAIR PWB

WWW.LABONE.VN



| Utility - safety - efficiency |

POWDER WEIGHING BALANCE ENCLOSURES

HUYAir WBC

Model: HUYAir WBC

Manufacturer: LABone - Viet Nam

Origin: Viet Nam

Standards Compliance: ISO 17025, BS-3202-1991, BS 13150...

ISO 9001:2008 Certificate




HUYAIR WBC is designed to protect operators when weighing tasks presenting risks must be carried on in a confined environment preventing users from any exposition to highly toxically-handled products.

PRODUCT FEATURES

- There is a weight position by granite. Dimensions: W270 x D410 x H100 mm
- The exhaust system:
 - Motor:
 - + Energy saving & environmental friendly technology build-in
 - + Low noise level, long life & high anti-corrosion properties for acid and alkali.
 - + Motor: EBMPapst – Germany
- HEPA/ULPA filter.
 - + ULPA filters provide 99.999% typical efficiency for particle sizes of 0.1 micron.
 - + HEPA filters provide 99.999% typical efficiency for particle sizes of 0.3 micron.
- Worktop is made by phenolic resin 16-20 mm thickness.
- Balance positions are isolated with worktop by anti-vibrated material and frame is made of epoxide coated steel, high press.
- Sound level: <56 dBA
- Raised-leg by stainless steel SUS 304 for increased strength and resistant against the penetration of moisture.
- Illumination: >560 lux
- Power supply: 220-240 V, 50 Hz

ACCESSORIES

- Bộ lọc HEPA với hiệu quả 99.995% với các hạt bụi kích thước $0.3\mu\text{m}$, hoặc ULPA với hiệu quả lọc 99.9999% với các hạt bụi có kích thước $0.1\mu\text{m}$.



- Động cơ Ebmpapst của Đức tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường, độ ồn thấp, độ bền cao, chịu được các axit ăn mòn. Sự thay đổi lưu lượng khí nhỏ khi tăng hoặc giảm áp suất giúp điều chỉnh tốc độ dòng khí vào.



SPECIFICATIONS


Model	HUYAir WBC
External dimensions (W x D x H)	800 x 720 x 1170 mm
External dimensions (W x D x H)	720 x 700 x 700 mm
Illumination	>560 lux
Power supply	230 ($\pm 10\%$) VAC, 50/60 Hz, 1 Phase
Sound level	<56 dBA

LABone Scientific Limited

Address: 228/13/3 Nguyen Thi Lang Street, Tan Phu Trung Communes, Cu Chi District, Ho Chi Minh City

Mail: info@huylab.com
Website: www.huylab.com

CONSTRUCTION PRODUCT




Controller



Workzone



Electrical outlet



HEPA / ULPA -
Camfil filter