



BROCHURE

MÁU CỪU KHỬ SỢI HUYẾT PCV: 25-40%

THÔNG TIN

Máu cừu khử sợi huyết thường được sử dụng để bổ sung vào các môi trường thạch máu - môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy các vi sinh vật khó tính và phân biệt vi khuẩn dựa trên đặc tính tan máu của chúng. Máu cừu khử sợi huyết được rút bằng kỹ thuật vô trùng. Fibrin được loại bỏ cơ học, không bổ sung chất chống đông máu hoặc các chất phụ gia khác.

BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ 2-8 °C. Sử dụng kỹ thuật vô trùng khi mở sản phẩm. Lưu ý: đưa máu cừu về nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.

ĐÓNG GÓI

CODE SB500	CODE SB100	CODE SB010
500ml/CHAI	100ml/CHAI	10ml/CHAI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE

Trụ sở/Nhà máy: 228/13/3 Đường Nguyễn Thị Lăng, Xã Tân Phú Trung,
Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(028) 6260 2798

info@huylab.com

(028) 6297 2779

www.huylab.com